

# CLORODEP<sup>®</sup> micro

Soluzione microdosata di Sodio Ipoclorito

Cod.art.PS0081

PRODOTTO BIOCIDA (Reg. UE 528/2012 - DOSSIER ECHA N.° BC-WV047562-01 del 18/01/18 - PT1, PT2, PT4) PER LA DISINFEZIONE DI SUPERFICI, ARREDI ED ATTREZZATURE ALIMENTARI, DI SCUOLE, COMUNITA', OSPEDALI, SPOGLIATOI E PALESTRE. DISINFEZIONE DI SUPERFICI, MURI E PAVIMENTI. DISINFEZIONI IN AMBITO VETERINARIO, DISINFEZIONE ACQUA POTABILE, IGIENE UMANA

**CARATTERISTICHE** soluzione titolata di Sodio Ipoclorito elettrolitico depurato stabilizzato. **Cloro attivo disponibile 1% al confezionamento.**

Attivo anche a freddo con diluizioni sino 1:100 è un ottimale ed economico sanitizzante finale di superfici (attrezzature di lavoro, recipienti, utensili, rivestimenti, pavimenti, supporti per lavorazioni alimentari ecc.)

Ampia sperimentazione e letteratura autorevole riconoscono unanimemente al Cloro attivo un largo spettro di azione contro cariche microbiche, funghi, virus, virus influenzali, muffe e sporigeni.

**In particolare soluzioni acquose allo 0,1 % sono indicate dal Ministero della Salute per la disinfezione di superfici in caso di SARS-CoV-2**

## MODALITA' D'USO e DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è consigliato dopo la fase di deterzione-sgrassaggio e può essere utilizzato per lavaggi manuali, automatici, ed in ammollo per contatti prolungati.

Per una azione igienizzante radicale lasciare agire CLORODEP MICRO concentrato tal quale per alcuni minuti prima del risciacquo con acqua pulita.

**Diluito sino al 10% in acqua fredda (dose minima indicata da Ministero Salute per SARS-CoV-2)** ad uso generale dopo lo sgrassaggio, non necessita di risciacquo. Eventualmente asciugare con carta monouso

Diluito allo 0,5% (1 cucchiaino ca. su 5 lt. d'acqua) nella clorazione dell'acqua di lavaggio di attrezzature alimentari, contenitori di verdure, frutta, uova, ecc.. Lasciare agire alcuni minuti, quindi sciacquare con acqua pulita.

Non utilizzare insieme ad altri prodotti: può emettere gas pericolosi (cloro). Evitare il contatto prolungato con moquettes, tessuti e tappezzerie di cotone, alluminio o metalli sensibili al Cloro attivo.

Nell'uso leggere attentamente le avvertenze sull'etichettatura e sulla scheda di sicurezza.

## CONFEZIONI

Tanichette PE alta densità sigillate da Kg 5 in cartone da 4 taniche.

## ACCESSORI

Dosatore a stantuffo tarato 30ml per corretta diluizione.

Vaporizzatore professionale con scala graduata a diluizione facilitata.

Con lo stesso marchio CLORODEP sono disponibili anche formulati proprietari della F.Lli Chiappini srl a maggiore concentrazione. Richiedere all'Ufficio Tecnico maggiori informazioni.